

Ambalare

1 x 100 ml

Utilizare

Reactiv auxiliar utilizat pentru prepararea probelor pentru analiza directa HbA1C.

Sumar

Contine 0,5 g / l azid de sodiu.

Preparare

Reactivul este gata de utilizare.

Depozitare si stabilitate

Conditii Inchideti imediat dupa utilizare

Depozitare La 2-8 °C

Stabilitate Pana la data de expirare








Procedura de testare

Pentru pregatirea probelor, urmati procedura descrisa in instructiunile pentru HbA1C.

Precautii in utilizare

Concentratia finala a componentelor este sub limitele impuse de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 - CLP (si amendamentele ulterioare) si Directiva 88/379 / CEE si amendamentele ulterioare la clasificarea ambalajelor si etichetarea substantelor periculoase.

Simboluri

	Marcajul CE (cerinta din Regulamentul 98/79)
	Dispozitiv medical in vitro
	Codul lotului
	Utilizati pana la
	Limitele temperaturii de depozitare
	Cititi instructiunile pentru utilizare
	Swiss Pharm Import - Export