

Swiss Pharm Import-Export

Str. Salveii, nr. 8, ap. 7,

Ghimbav, Brasov

Tel: 0722 599 815

Email: office@swisspharm.ro

www.swisspharm.ro

OFERTA COMERCIALA

Analizor urina semiautomat U500

Producție **INTERMEDICAL**, Italia

Caracteristici

Capacitate de lucru: 500 teste / ora;
Ciclu de măsurare foarte rapid: 7 secunde / test;
Calibrare automată a unității de măsurare;
Display „touch screen” de dimensiuni mari;
Posibilitate de comunicare LIS – pentru conectare la software de laborator.

Specificatii Generale

Capacitate de memorare pentru 2000 de rezultate;
Imprimanta termica interna incorporata;
Software disponibil in urmatoarele limbi: Italiana, Engleza, Germana, Spaniola;
Metodologie: fotometru cu reflectanta;
Detectie: procesare imagine CCD.

Interfața

RS232C pentru cititor de coduri de bare si transfer de date;
Port paralel 25 Pin pentru imprimanta externa.

Cerințe electrice, Dimensiuni si Greutate

100/240 VAC, 50-60 Hz;
Greutate neta: 4 k
Greutate bruta: 7 kg;
Dimensiuni: 335 x 274 x 195 mm.

Controlul de calitate se efectuează cu urina de control normal si patologic pentru stripuri urinare **INTERMEDICAL**

Cititorul de coduri de bare "OPTIONAL" se poate achiziționa separat.

Certificat de conformitate;

Certificat marcaj CE;

Standarde de calitate:

- UNI EN ISO 9001:2015
- UNI EN ISO 13485:2015



Rx only